

ТЕРАД 100

АППАРАТ РЕНТГЕНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ



НАЗНАЧЕНИЕ

ТЕРАД 100 предназначен для проведения поверхностной рентгенотерапии с диапазоном энергий от 20 до 100 кВ



Является оптимальным решением для лечения немеланомного рака кожи и широкого спектра поверхностных дерматологических заболеваний

Лечение, управление, калибровка и ведение записей осуществляются с помощью многофункционального программного обеспечения MedXTera

Номер регистрационного удостоверения
РЗН 2022/18743 от 14.12.2022


-  Онкология
-  Дерматология

ГЛАЗНЫЕ ЭКРАНЫ

-  Изготовлены из свинца с полимерным покрытием
-  Предназначены для экранирования здоровых органов и тканей при лучевой терапии в области глаза



АППЛИКАТОРЫ

-  Комплект из 17 аппликаторов

Форма	РИП	Размер поля, см
Аппликатор круглый	15	От 1 до 10
Аппликатор месяцеобразный	15	3,2x1,0
Аппликатор овальный	15	1,4x2,0; 1,6x3,4; 1,0x3,2; 2,5x4,8; 4,0x6,0; 4,0x8,0



АДАНИ

Рус



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНОТЕРАПИИ



ООО «АДАНИ РУС»

Набережная Обводного канала, 118А
литер X, помещение 7-Н, офис 7
190005, г. Санкт-Петербург
Российская Федерация

+7 (812) 389-23-88
rus-info@advin.ru
adanirus.ru



0871-MA25112025

ТЕРАД 200

АППАРАТ РЕНТГЕНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для проведения рентгенотерапии (поверхностной и ортовольтовой) с энергией излучения от 10 до 225 кВ с применением аппликаторов различной формы и размеров








Является оптимальным решением для:

- Лечение немеланомного рака кожи, слизистых оболочек и опухолей вульвы как в составе комплексной терапии, так и в качестве альтернативы хирургическому методу
- Терапии ряда воспалительных заболеваний при дегенеративных процессах в опорно-двигательном аппарате
- Лечение доброкачественных поражений кожи
- Применения в урологии и в качестве паллиативной помощи

Лечение, управление, калибровка и ведение записей осуществляются с помощью многофункционального программного обеспечения MedXTera

Номер регистрационного удостоверения

РЗН 2024/23751 от 10.10.2024

-  Онкология
-  Урология
-  Дерматология
-  Хирургия
-  Гинекология
-  Ревматология
-  Паллиативная помощь

АППЛИКАТОРЫ

- Комплект из 49 аппликаторов с РИП от 20 до 50 см

Форма	РИП	Размер поля, см
Аппликатор круглый	20, 25, 30	0,5 – 1,0
Аппликатор месяцеобразный	30	1,0 x 3,2
Аппликатор овальный	30	1,4 x 2,0; 1,6 x 3,4; 2,5 x 4,8
Аппликатор прямоугольный	30, 40, 50	От 4,0 x 4,0 до 20,0 x 20,0



ГЛАЗНЫЕ ЭКРАНЫ

- Изготовлены из свинца с полимерным покрытием
- Предназначены для экранирования здоровых органов и тканей при лучевой терапии в области глаза



ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА

- Безболезненный
- Не требует анестезии
- Неинвазивный

АДАНИ

Рус

0,5 мм	1,0 мм	0,2 мм	1,0 мм
2,0 мм	4,0 мм	0,5 мм	КОЛИЧЕСТВО АППЛИКАТОРОВ 49



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНОТЕРАПИИ



ООО «АДАНИ РУС»

Набережная Обводного канала, 118А
литер X, помещение 7-Н, офис 7
190005, г. Санкт-Петербург
Российская Федерация

+7 (812) 389-23-88
rus-info@advin.ru
adanirus.ru



ТЕРАД 300

АППАРАТ РЕНТГЕНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для проведения рентгенотерапии (поверхностной и ортовольтовой) с энергией излучения от 10 до 225 кВ с применением аппликаторов различной формы и размеров.

Является оптимальным решением для:

- Лечение немеланомного рака кожи, слизистых оболочек и опухолей вульвы как в составе комплексной терапии, так и в качестве альтернативы хирургическому методу
- Терапии ряда воспалительных заболеваний при дегенеративных процессах в опорно-двигательном аппарате
- Лечение доброкачественных поражений кожи
- Применения в урологии и в качестве паллиативной помощи

Лечение, управление, калибровка и ведение записей осуществляются с помощью многофункционального программного обеспечения MedXTera

Номер регистрационного удостоверения

РЗН 2024/23751 от 10.10.2024

- Онкология
- Дерматология
- Гинекология
- Паллиативная помощь
- Урология
- Хирургия
- Ревматология

АППЛИКАТОРЫ

- Комплект из 37 аппликаторов с РИП от 30 до 50 см

Форма	РИП	Размер поля, см
Аппликатор круглый	20, 25, 30	0,5 – 1,0
Аппликатор месяцеобразный	30	1,0 x 3,2
Аппликатор овальный	30	1,4 x 2,0; 1,6 x 3,4; 2,5 x 4,8
Аппликатор прямоугольный	30, 40, 50	От 4,0 x 4,0 до 20,0 x 20,0



ГЛАЗНЫЕ ЭКРАНЫ

- Изготовлены из свинца с полимерным покрытием
- Предназначены для экранирования здоровых органов и тканей при лучевой терапии в области глаза



ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА

- Безболезненный
- Не требует анестезии
- Неинвазивный
- Комфорт для пациентов
- Широкий диапазон позиционирования излучателя

АДАНИ

Рус



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНОТЕРАПИИ



ООО «АДАНИ РУС»

Набережная Обводного канала, 118А
литер X, помещение 7-Н, офис 7
190005, г. Санкт-Петербург
Российская Федерация

+7 (812) 389-23-88
rus-info@advin.ru
adanirus.ru



0873-MA25112025